

クリプトスポリジウム・ジアルジア 陽性コントロール
C/G陽性コントロール(ホルマリン固定)

消化管寄生原虫であるクリプトスポリジウムとジアルジアの陽性コントロールです

製品内容

- 容量 : クリプトスポリジウムオーシスト(ホルマリン固定) 約 1×10^5 個 / 1.0mL / 本
 ジアルジアシスト(ホルマリン固定) 約 1×10^5 個 / 1.0mL / 本
- 保存 : 2~8°C ※凍結しないで下さい
- 使用期限 : 製品ラベルに記載

注意事項

- ・ ご使用前には必ず30秒以上はボルテックスを行い、均一な浮遊液にしてください
- ・ 本製品の原虫の数は血球計算盤で測定したおおよその数となります
 添加回収実験の際に正確な数が必要な場合には、事前に数をカウントし、必要量を試験に使用してください
- ・ 弊社製品「ARK Checker® C/G」および「ARK Fluor Ab C/G用バッファーセット」に付属の
 陽性コントロールと濃度が異なるだけの同等品となります



アーク・リソース株式会社
<http://www.ark-resource.co.jp>

製品に関するお問い合わせは、
弊社CG担当までご連絡下さい。
TEL(0964)46-3773 FAX(0964)46-3743